

抗菌QゲートS-D 製品仕様書

1.概要 本製品はセンサーで人を感知し、衣服に抗菌剤「ウイルス増殖環境消滅Q」を噴霧するゲートです。

2.特徴 ・人感センサーで人を感知し約10ミクロンの細かい粒子を噴霧
・設置場所に合わせ高さ、幅の調整が可能
・160PSIのモーターで液剤を圧送

3.構成

品名	内容	数量
フレーム本体	アルミフレーム14本	1
組み立てネジ	化粧ネジ(大):柱用 / 8本	1
	化粧ネジ(小):脚、上部、人感センサー、ノズル、POP用 / 21本	1
ユニット	モーター、電気装置、電磁弁	1
人感センサー	距離測定型	1
ノズル・ホースコネクタセット	ノズル(2個)、ホースコネクタ	1
BOX	アイボリー(キャスター付)	1
マット	ダークグレー	1
POP	TOP用	1
L字注意事項	アクリル	1
組立用シート	1.8×2.7M(床面保護用)	1

4.製品仕様

製品名	抗菌QゲートS-D		
使用人数	1回あたり1人		
使用液剤	ウイルス増殖環境消滅Q		
液剤使用量	1回あたり約3~5cc使用		
寸法	ゲート	高さ (3段階調整)	1,900mm / 2,000mm / 2,100mm(内寸) 1,925mm / 2,025mm / 2,125mm(外寸)
		高さ (POP取付時)	1,830mm / 1,930mm / 2,030mm(有効高さ) 2,080mm / 2,180mm / 2,280mm(外寸)
		幅 (2段階調整)	750mm / 1,000mm(内寸) 850mm / 1,100mm(外寸)
		奥行	1,000mm(外寸)
		ノズル高さ	1,800mm
		BOX	W620×D440×H490mm
	マット	1,200×2,000mm	
	重量	ゲート	6.8kg
		BOX	2.6kg
		マット	6.4kg
電源供給	AC100V電源		
電気回路	DC12V		
消費電力	170W		
使用環境	屋内		
動作温度	-10°~50°		
動作湿度	0~80%		

5.製品イメージ



専用薬液

「抗菌Qゲート」専用開発された専用薬液です。
様々な効果を持つ成分を組み合わせた薬液は
菌やウイルスを不活性化させ増殖を抑えます。

製品名：ウイルス増殖環境消滅Q
容量：16L
JAN：4580154055171



【販売元】

東北から未来を照らす
株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107

HD管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7 丁目 299 TEL 076-256-3450 / FAX 076-256-3463

【開発・製造元】

人の生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 **染めQ** テクノロジー



本編動画

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります 2021.06